



Imbrasul
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

BOLSAS DE COLOSTOMIA – MASTER WIN®



MANUAL DE INSTRUÇÕES

WWW.IMBRASUL.COM.BR

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CUIDADOS

A aplicação cuidadosa das bolsas ajudará a proteger a pele periestoma contra a irritação causada pelos efluentes:

1) assegurar-se de que a pele **periestoma** esteja limpa, seca e livre de qualquer substância oleosa, sabão ou solvente que possa prejudicar a aderência. limpar a área com água e sabão e secar completamente, o suporte adesivo flexível só adere à pele seca.

2) não é necessário nem recomendado o uso de adesivos cirúrgicos adicionais para segurar a bolsa.

3) não é necessário retirar a bolsa de colostomia durante o banho de banheira, chuveiro ou piscina. contudo, após o contato com a água o suporte adesivo e a parte de trás da bolsa devem ser secos com uma toalha.

4) pequenas porções da barreira protetora podem permanecer na pele durante o processo de troca da bolsa. não é necessário remover completamente todo o resíduo.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PREPARAÇÃO DA BOLSA DE COLOSTOMIA PARA A APLICAÇÃO

- 1) medir o tamanho do estoma com o guia de medida que acompanha o produto.
- 2) retirar o plástico protetor do disco.
- 3) importante: antes de recortar o disco, separar as paredes da frente e de trás da bolsa, a fim de evitar cortar a parede frontal.
- 4) recortar o orifício inicial ligeiramente maior que o diâmetro do estoma, usando o guia de medidas impresso no papel aderente.
- 5) remover o papel aderente do disco protetor de pele.
- 6) desprender o papel que protege o suporte adesivo, dobrando as pregas laterais para trás. não remover completamente o papel das bordas laterais, por enquanto.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

APLICAÇÃO DA BOLSA

- 1) segurar a bolsa pelos dois lados e posicionar o disco com a abertura sobre o estoma.
- 2) pressionar o disco contra a pele, prestando particular atenção à área periestoma.
- 3) pressionar o suporte adesivo contra a pele, assegurando-se de que ele fique liso e sem rugas.
- 4) retirar o restante do papel que protege as bordas laterais e alisá-las sobre a pele. a bolsa pode permanecer aplicada enquanto estiver confortável e segura.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

FIXAÇÃO DO CLIPE DE FECHAMENTO

- 1) segurar o clipe aberto, pela dobradiça, com a mão direita.
- 2) dobrar a extremidade aberta da bolsa sobre a "lâmina" inferior do clipe, somente uma vez, manter no lugar.
- 3) pressionar firmemente a lâmina erguida do clipe (principalmente no centro), até ouvir um estalo indicando que as lâminas se fecharam com segurança.

ABERTURA DO CLIPE DE FECHAMENTO

- 1) usando ambas as mãos, separar a "lâmina" superior do clipe, da parte inferior, conforme a ilustração.

REMOÇÃO DA BOLSA

Começando pela parte superior, pressionar levemente a pele adjacente com uma das mãos e remover cuidadosamente a barreira protetora da pele com a outra mão, até retirar completamente a bolsa.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

As bolsas de colostomia **Master Win®** devem ser armazenadas em local seco com temperatura ambiente. não devem ser armazenadas em ambientes com temperatura superior a 40°C, úmido ou geladeira.

OBSERVAÇÕES:

- Não utilizar desinfetante, sabão ou detergente para limpar a pele ao redor do estoma. não é necessário nem recomendado o uso de adesivos cirúrgicos adicionais para segurar a bolsa. não é necessário retirar a bolsa de colostomia durante o banho de banheira, chuveiro ou piscina.
- Tricomizar a área localizada em torno do estoma, ou a bolsa de colostomia para que haja boa adesão à pele e para que a ocorrência de foliculite seja evitada. limpar o estoma de dentro para fora somente com água morna.
- Produto não estéril

BOLSAS DE COLOSTOMIA – MASTER WIN®



GERAL

(53) 3025.4445 / (53) 3025.4451
imbrasul@imbrasul.com.br

REGIÃO SUL

(53) 98428.6552
vendas3@imbrasul.com.br

DEMAIS REGIÕES

(53) 99166.7706
vendas2@imbrasul.com.br